



CATÁLOGO ZHERMACK

Yesos · Alginatos · Registro de Mordida
Silicona Adhesión · Silicona Condensación



ÍNDICE

YESOS

Elite Ortho	4
Elite Arti.....	5
Elite Rock	6
Elite Master	7

ALGINATO

Hydrogum 5	9
Hydrogum.....	10
Orthoprint	11
Tropicalgin	12

REGISTRO DE MORDIDA

Occlufast Rock.....	14
---------------------	----

SILICONA ADHESION

Gingifast	16
Elite HD+	17
Elite Transparente	18

SILICONA CONDENSACION

Indurent Lab	20
Kit Zetaplus	21
Zetaplus	22
Zetalabor	23

YESOS



ELITE ORTHO

Yeso tipo III, específico para modelos de ortodoncia, blanco brillante.

Para de modelos de diagnóstico y ortodoncia que permitan al dentista tratar eficazmente al paciente. El color y el brillo realzan su atractivo.



Principales Beneficios:

- Específico para modelos ortodoncia.
- Idóneo para a modelos del estudio.
- Blanco brillante.
- Tixotrópico.
- Baja expansión.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004219	ZHERMACK YESO ELITE ORTHO WHITE X 3 KG

ELITE ARTI

Yeso tipo III con baja expansión para mantener la oclusión sin alteraciones en el articulador.

Facilidad de uso y de trabajo. Permite colocar el modelo en el articulador sin que se manche, el yeso no gotea, lo que facilita la colocación al protésico dental. Muy ligera variación dimensional con el paso del tiempo, su baja expansión no afecta al registro oclusal y, por tanto, toda la colocación de los modelos en el articulador.



Principales Beneficios:

- Expansión mínima para mantener la oclusión inalterada.
- Tixotrópico, simplifica la colocación en el articulador.
- Color blanco.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004200	ZHERMACK MAT IMP ELITE ARTI WHITE X 3 KG

ELITE ROCK

Yeso tipo IV, extraduro para modelos master en prótesis fija.

Resistente a la abrasión, representa la combinación óptima de tixotropía y fluidez. Un modelo de muñón removible requiere una mayor resistencia debido a la manipulación continua por parte del protésico dental. Fluido y tixotrópico, fluye fácilmente en el interior de la impresión, manteniendo su estructura.



Principales Beneficios:

- Tixotrópico para simplificar la realización del modelo.
- Baja expansión, incluso después de 48 horas.
- Reproducción exacta de los detalles.
- Versión "rápida" para ahorrar tiempo.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004208	ZHERMACK YESO ELITE ROCK CREAM X 3 KG TIPO IV
ITG-0004209	ZHERMACK YESO ELITE ROCK SANDY BROWN X3 KG TIPO I
ITG-0004210	ZHERMACK YESO ELITE ROCK WHITE X 3 KG TIPO IV

ELITE MASTER

Yeso tipo IV, para modelos en prótesis fija con partículas de resina.

Se puede escanear sin utilizar espráis opacificantes. Facilita al protésico dental la aproximación al flujo digital, limitando los problemas de la lectura óptica del modelo, causados por la falta de uniformidad y de los diversos espesores que puede provocar un espráis opacificante.



Principales Beneficios:

- Biselado sin astillado, gracias a la alta resistencia por las partículas de resina incorporadas en el yeso.
- Tixotrópico para simplificar la realización del modelo
- Baja expansión, incluso después de 48 horas.
- Reproducción exacta de los detalles.
- Libre de formaldehídos.
- Resistente al astillado.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0010021	ZHERMACK YESO ELITE MASTER DESERT SANDY X3 KG
ITG-0010022	ZHERMACK YESO ELITE MASTER SANDY BROWN X3 KG

ALGINATOS



HYDROGUM 5

Alginato con altas prestaciones y escaneable, con una reproducción de detalles en superficie de 10 µm y con 5 días de estabilidad dimensional.

Su gran precisión, en cuanto a lo que se refiere a la reproducción de detalles en superficie, similar a la de una silicona, contribuye a obtener unas impresiones exactas. Además, su alta estabilidad dimensional garantiza la exactitud de la impresión hasta 120 horas. Esto proporciona la tranquilidad al dentista de poder tomar una impresión un viernes y mandarla al laboratorio incluso el siguiente martes, sin preocuparse de que tenga un efecto perjudicial en el resultado.



Principales Beneficios:

- Alta precisión en la reproducción de detalles en superficie, un resultado final más satisfactorio
- Alta estabilidad dimensional, ayuda a mantener la exactitud de la impresión hasta 5 días después de la toma de impresión.
- Escaneabilidad, facilita el acceso a los procesos de digitalización y mejora la comunicación con el laboratorio.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004217	ZHERMACK ALGINATO HYDROGUM 5 X 453 GR C302070

HYDROGUM

Alginato histórico de uso versátil.

Este alginato elástico y versátil satisface las demandas del día a día en la clínica dental, garantizando resultados satisfactorios.



Principales Beneficios:

- Los tiempos rápidos (aprox. 2 min) y la formulación tixotrópica permiten realizar impresiones de manera más eficiente.
- La estabilidad sin deformaciones hasta 5 días después de la toma de impresión.
- La reproducción detallada (hasta 5 micras) mejora la calidad de los modelos.
- Menor riesgo de errores.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004205	ZHERMACK ALGINATO HYDROGUM FAST SET X 500 GR

ORTHOPRINT

Alginato extra-rápido con aroma a vainilla y está recomendado para la ortodoncia.

Su tiempo reducido en boca, muy bien tolerado por los pacientes, combinado con su aroma a vainilla, muy agradable para los niños, son las características que lo distinguen y que hacen que sea la solución recomendada tanto para ortodoncistas como para dentistas pediátricos.



Principales Beneficios:

- Tiempo reducido en boca, los 45 segundos en boca hacen que sea muy bien tolerado por los pacientes.
- Aroma a la vainilla, agradable para los niños.
- Alta resistencia al desgarro, ayuda a reducir el riesgo de desgarro cuando se retira la impresión de la boca del paciente.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004207	ZHERMACK ALGINATO ORTHOPRINT EXTRA FAST SET X 500

TROPICALGIN

Alginato cromático de uso versátil.

La variación cromática proporciona al profesional una guía visual durante la toma de impresión.



Principales Beneficios:

- Variación cromática: rojo durante la mezcla, naranja durante la fase de trabajo y amarillo en la fase de posicionamiento en la boca del paciente.
- Su característico aroma favorece la comodidad del paciente.
- Espeso al reposar pero fluido al manipularlo; no gotea y evita náuseas.
- Aroma a mango, reduce el reflejo nauseoso.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004206	ZHERMACK ALGINATO TROPICALGIN FAST SET X 453 GR

REGISTRO DE MORDIDA



OCCLUFAST ROCK

Silicona de adición para registros oclusales.

Solución diseñada para profesionales que buscan productos fiables que puedan satisfacer las diferentes necesidades de la praxis clínica diaria. La estabilidad dimensional permite mantener la precisión del registro oclusal incluso tras la desinfección a base de sales de amonio cuaternario, mezclas de alcohol y tensioactivos.



Principales Beneficios:

- Al reducir la necesidad de forzar la oclusión habitual, disminuye los movimientos mandibulares que afectan la precisión del registro.
- Gracias a su propiedad tixotrópica, el material no gotea, ni se desplaza fluidamente por la superficie de los dientes, garantizando una aplicación controlada y limpia.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004211	ZHERMACK REGISTRO MORDIDA OCCLUFAST ROCK 1X50ML

SILICONA ADHESION



GINGIFAST

La falsa encía más adecuada para quien busca un aspecto estético y natural.

Para reproducir la morfología gingival en modelos para aplicaciones en prótesis fija e implantes. Garantiza resultados sumamente naturales, estéticos y excelentes gracias a su translucidez y a la presencia de vetas para dar un efecto natural. Particularmente adecuada en zonas retentivas y espesores delgados.



Principales Beneficios:

- Compatible con las diversas técnicas utilizadas para realizar falsas encías (directa e indirecta).
- Dos durezas: Elastic 40 Shore A, Rigid 70 Shore A.
- Un tiempo controlado de polimerización permite al odontólogo trabajar con mayor precisión y comodidad, ajustando la colocación y modelado sin apresurarse.
- Proporción de mezcla 1:1.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004215	ZHERMACK GINGIFAST ELASTIC D2 X 50 ML+ P.M
ITG-0004216	ZHERMACK GINGIFAST RIGID D2 X 50 ML+ P.M

ELITE HD+

Recomendado para la técnica de dos fases (impresión doble).

Exactitud, precisión y alta calidad de la impresión, por a la hidrocompatibilidad de los fluidos. Es resistente al desgarro y recuperación elástica, tiene estabilidad dimensional incluso después de la desinfección. Cuenta con contraste cromático de los materiales con diferentes viscosidades que contribuyen a captar perfectamente los detalles de la impresión



Principales Beneficios:

- Tixotropía.
- Recuperación elástica del 99%
- Estabilidad dimensional hasta 15 días.
- Putty Soft tiene viscosidad alta vinil polisiloxano.
- Light Body, tiene viscosidad baja vinil polisiloxano.
- Regular Body tiene viscosidad media vinil polisiloxano.
- Super Light Body tiene viscosidad baja vinil polisiloxano.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004196	ZHERMACK MAT IMP ELITE HD+ PUTTY SOFT NORMAL SET
ITG-0004197	ZHERMACK MAT IMP ELITE HD+ LIGHT BODY X 1 CART
ITG-0004198	ZHERMACK MAT IMP ELITE HD+ REGULAR BODY X 1 CART
ITG-0004199	ZHERMACK MAT IMP ELITE HD+ S LIGHT BODY FAST x 1 CART

ELITE TRANSPARENTE

Silicona de adición para llaves y materiales fotopolimerizables

Elite Transparent es una silicona de adición transparente, líquida y de dos componentes. Formulada para hacer llaves de silicona transparente en el laboratorio para composites y resinas fotopolimerizables.





Principales Beneficios:

- Altamente transparente.
- Baja viscosidad.
- Gran dureza final 72 Shore A.
- Tiempos de trabajo reducidos.
- La superficie de los composites y de las resinas es más compacta, libre de capa de dispersión.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Posibilidad de conservar llaves para uso futuro.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004201	ZHERMACK MAT IMP ELITE TRANSPARENT CARTUCHO 50 ML

SILICONA CONDENSACION



INDURENT LAB

Catalizador en gel que completa la gama. Su color rojo característico permite apreciar cuando la mezcla es homogénea.

Específico para aplicaciones de laboratorio dental. Gracias a su alta resistencia al calor, es ideal para aplicaciones con el uso de resinas termopolimerizables, como cuñas de mufla. También ofrece una alta estabilidad dimensional de hasta 7 días.



Principales Beneficios:

- Mejora de la estabilidad dimensional.
- Mejora de la resistencia al calor.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0011803	ZHERMACK MAT IMP INDURENT LAB TUBO 60 ML

KIT ZETAPLUS

Sistema de silicona de condensación para tomar impresiones, especialmente para prótesis fijas y removibles.

Material de impresión polivinilsiloxano de condensación (C-silicona) que se utiliza comúnmente con la técnica de doble impresión o la técnica simultánea con dos viscosidades.



Principales Beneficios:

- Alta viscosidad (Putty/Masilla), alta dureza final y resistencia al desgarro, lo que ayuda a obtener un modelo preciso
- Baja viscosidad (Fluido/Light Body), captura los detalles finos.
- Catalizador en gel que, al ser de color rojo, permite una verificación visual de la mezcla homogénea.
- Biocompatibilidad incluso con mucosas dañadas.


Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004218	ZHERMACK MAT IMP ZETAPLUS KIT (NORMAL SET + ORANW

ZETAPLUS

Polisiloxano de condensación de alta viscosidad (base).

Silicona de condensación que responde versatilidad a las diversas necesidades de la clínica dental.



Principales Beneficios:

- Al ser hidrocompatibles, los materiales permiten una mejor adaptación y precisión en la impresión incluso en presencia de saliva o otros fluidos.
- Una mayor dureza en el material de impresión garantiza que el modelo obtenido tras el vaciado con yeso sea preciso y detallado.
- La capacidad del material para resistir el desgarrar durante la remoción de la impresión disminuye el riesgo de que la impresión se dañe o se estropee.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004195	ZHERMACK MAT IMP ZETAPLUS L TRIAL KIT NORMAL SET

ZETALABOR

Diseñadas para el laboratorio dental, silicona de condensación que se caracteriza por su gran dureza y sus buenas propiedades mecánicas.

Utilizar en aplicaciones que requieren tiempos breves y temperaturas de trabajo no excesivamente altas. Se recomienda el uso para contramueflas en aplicaciones para prótesis removible, llaves para crear falsas encías usando la técnica indirecta y para la preparación de resinas autopolimerizables, y otras varias aplicaciones.



Principales Beneficios:

- Resistente a temperaturas de hasta 100 °C.
- Buena precisión.
- Siliconas para mezclar únicamente con catalizador en gel.
- Ahorro de tiempo.
- Para uso con técnicas con resinas en caliente y en frío.

Presentaciones:

Código	Descripción
ITG-0004202	ZHERMACK MAT LAB ZETALABOR 1 TUBO 900 GR
ITG-0004203	ZHERMACK MAT LAB ZETALABOR 1 TUBO 2,6 KG
ITG-0004204	ZHERMACK MAT LAB ZETALABOR X 5 KG

